


# Conveen Basic

- Capacité de 2 l
- Tube de 100 cm
- Fixation au lit

**Conveen**<sup>®</sup>



# Conveen® Basic

Conveen Basic est une poche conçue pour répondre aux besoins essentiels des utilisateurs

## Poche de recueil de nuit

La poche présente une grande capacité (2000 ml), pour des nuits tranquilles.

Le tube de 100 cm offre à l'utilisateur davantage de mobilité et flexibilité lorsqu'il dort.

La poche est munie d'une graduation par 500 ml et d'un espace pour noter les données du patient.

Peut être fixée au lit avec une attache de lit.



## Informations produits

### Conveen Basic

Type	Volume	Longueur tube	Unités par boîte	Référence produit
<b>Poche de nuit</b> Robinet en croix, non-stérile				
Tube non découpable	2000ml	100cm	10	218040

### Conveen

Type	Unités par boîte	Référence produit
<b>Attache de lit</b> Non-stérile		
Attache de lit Conveen Basic	10	21069

