

Conveen Basic

- Urinezak van 2 l
- Tube van 100 cm
- Bevestiging aan het bed

Conveen[®]



Conveen® Basic

Conveen Basic werd ontworpen om te beantwoorden aan de basisbehoeften van de urinezakgebruikers

Nachttopvangzak

Deze nachtzak kan een groot volume urine (2000 ml) opvangen, waardoor een goede nachtrust mogelijk is.

De tube is 100 cm lang en geeft de gebruiker extra bewegingsruimte in bed.

De urinezak is voorzien van een graduatie per 500 ml en plaats om patiëntgegevens te noteren.

Te bevestigen aan het bed met bedhaak.



Productinformatie

Conveen Basic

Type	Volume	Lengte tube	Aantal per doos	Product code
Nachtzak Met kruiskraan, niet-steriel				
Niet-afknipbare tube	2000ml	100cm	10	218040

Conveen

Type	Aantal per doos	Product code
Bedhaak Niet-steriel		
Conveen Basic bedhaak	10	21069

