

Conveen® Contour

Ontworpen voor een gelijkmatige verdeling van de urine



Conveen® Contour

Conveen Contour is een multichamber urineopvangzak die de urine gelijkmatig verdeelt over de zak

Beenzak

Het multichamber systeem van de Conveen Contour beenzak zorgt ervoor dat de urine gelijkmatig verdeeld wordt over de urinezak, waardoor klotsende geluiden verminderd worden.

De urinezak is gemakkelijk in gebruik en veilig door zijn kliksluiting met klep.

De urinezak heeft een zachte niet-geweven achterkant zodat de zak comfortabel aanvoelt op het been.

Zijn discreet ontwerp en kleurschema maakt de urinezak praktisch onzichtbaar onder kleren.



Productinformatie

Conveen Contour

Type	Volume	Lengte Tube	Aantal per doos	Product code
Multichamber beenzak				
Beenzak met klikkraan, niet-steriel				
Niet-geweven bekleding, afknipbare tube	600ml	45cm	20	5170
Niet-geweven bekleding, afknipbare tube	800ml	45cm	20	5174
Niet-geweven bekleding, afknipbare tube	800ml	65cm	20	5176

Conveen

Type	Aantal per doos	Product code
Beenriempjes		
Niet-steriel		
Conveen beenriempjes met knopen	1 paar	5050
Conveen beenriempjes met velcro	1 paar	21380