

Conveen[®] Optima

De optimale oplossing voor urineverlies

- Evenwichtige kleefstof
- Anti-leksysteem
- Draagcomfort
- Eenvoudig aanbrengen
- Smart pack

Conveen[®] Optima



Conveen[®] Optima

Conveen Optima is een betrouwbare condoomkatheter, de ideale oplossing om droog te blijven

Condoomkatheter


De Conveen Optima kleefstof bewaart het evenwicht tussen kleefkracht en huidvriendelijkheid.

Door zijn anti-lek karakteristieken, zoals het anti-kniksysteem, wordt lekken tegen gegaan.

Het materiaal van soepele en ademende silicone zorgt voor een perfecte pasvorm, en maakt een gemakkelijke en pijnloze verwijdering van de condoomkatheter mogelijk.

Met behulp van de dubbele afrolstrip kan de condoomkatheter gemakkelijk aangebracht worden.

De condoomkatheter is verpakt in een discreet, handig en compact doosje.



Productinformatie

Conveen Optima

Type	Diameter	Aantal per doos	Product code
Condoomkatheter			
Zelfklevend			
Standaard	25mm	30	22025
Standaard	28mm	30	22028
Standaard	30mm	30	22030
Standaard	35mm	30	22035
Standaard	40mm	30	22040
Kort	21mm	30	22121
Kort	25mm	30	22125
Kort	30mm	30	22130
Kort	35mm	30	22135

Bekijk het instructiefilmpje door de code hieronder te scannen:

