

# Conveen® Security+

Conçue pour davantage de sécurité

- Tube annulé découpable
- Système de fermeture avec 'clac' pour une plus grande facilité d'utilisation et sécurité

**Conveen® Security+**

Coloplast  
**Conveen®**  
500ml 50cm

Sans  
phtalates  
Sans PVC

# Conveen Security+

Conveen Security+ est disponible en poche de jour et poche de nuit – pour une protection maximale contre les fuites


## Poche de jambe

- Valve anti-reflux et tubulure anti-coudage
- Système de fermeture avec 'clic' pour une plus grande facilité d'utilisation et sécurité
- Surface douce et confortable pour la peau
- Soudure centrale pour limiter l'effet de ballonnement
- Couleur et design discrets pour une plus grande discrétion sous les vêtements

## Poche de nuit

- Grande capacité pour une nuit plus tranquille.
- Long tube anti-coudage pour un écoulement constant et une plus grande liberté de mouvement, sans risque de déconnexion.

Les poches Conveen Security+ ne contiennent ni PVC, ni phtalates



## Informations produits

### Conveen Security+

Type	Volume	Longueur tube	Unités par boîte	Référence produit
<b>Poche de jour</b>				
<b>Robinet à clic, non-stérile</b>				
Voile non-tissé, tube découpable	350 ml	50 cm	20	5165
Voile non-tissé, tube découpable	500 ml	50 cm	20	5161
Voile non-tissé, tube découpable	700 ml	50 cm	20	5167
<b>Robinet à clic, stérile</b>				
Voile non-tissé, tube découpable	500 ml	50 cm	10	5163
<b>Poche de nuit</b>				
<b>Robinet coulissant, non-stérile</b>				
Voile non-tissé, tube découpable	2000 ml	140 cm	20	21346

### Accessoires de fixation Conveen

Type	Unités par boîte	Référence produit
<b>Attaches de jambe</b>		
Non-stérile		
Conveen attaches de jambe avec boutons	1 paire	5050
<b>Attache de lit</b>		
Non-stérile		
Conveen attache de lit	1	5070

Osomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology