

# Conveen® Security+

Ontworpen voor extra veiligheid

- Afknipbare geribbelde tube
- Kliksluiting met klep voor meer veiligheid en gebruiksgemak

**Conveen® Security+**

Coloplast  
**Conveen®**  
500ml 50cm

Ftalaatvrij  
PVC-vrij

# Conveen Security+

Conveen Security+ is beschikbaar voor overdag zowel overdag als 's nachts, voor een maximale bescherming tegen lekken


## Dagopvangzak

- De anti-kniktube van de Conveen Security+ dagzak vermindert het risico dat de urine terugvloeit. (anti-terugvloeiingsklep).
- De kliksluiting met klep vergemakkelijkt het gebruik en de veiligheid.
- De niet-geweven stof op de achterkant van de zak is zacht voor de huid.
- De lagere lasnaad op de zak vermindert klotsende geluiden.
- Het discrete ontwerp en kleurschema zorgt voor een minder zichtbare urinezak onder de kleren.

## Nachtopvangzak

- De nachtzak heeft een groot volume, wat bijdraagt tot een betere nachtrust.
- Door de extra lange anti-kniktube is er een constante afloop en vermindert het risico dat de zak afgekoppeld geraakt tijdens de nacht (meer bewegingsvrijheid).

De Conveen Security+ zakken zijn ftalaat en PVC-vrij



## Productinformatie

### Conveen Security+

Type	Volume	Lengte tube	Aantal per doos	Product code
<b>Dagzak</b>				
<b>Kliksluiting met klep</b>				
Niet-geweven bekleding, afknipbare tube	350 ml	50 cm	20	5165
Niet-geweven bekleding, afknipbare tube	500 ml	50 cm	20	5161
Niet-geweven bekleding, afknipbare tube	700 ml	50 cm	20	5167
<b>Kliksluiting met klep, steriel</b>				
Niet-geweven bekleding, afknipbare tube	500 ml	50 cm	10	5163
<b>Nachtzak</b>				
<b>Schuifkraan, niet-steriel</b>				
Niet-geweven bekleding, afknipbare tube	2000 ml	140 cm	20	21346

### Conveen toebehoren

Type	Aantal per doos	Product code
<b>Beenriempjes</b>		
<b>Niet-steriel</b>		
Conveen beenriempjes met knopen	1 paar	5050
<b>Bedhaak</b>		
<b>Niet-steriel</b>		
Conveen bedhaak	1	5070

Ossemy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology