

Conveen Standard

- Poche d'1,5 L
- Dos confortable et doux pour la peau
- Fixation à la jambe ou au lit

Conveen®

 **Coloplast**
Conveen®
1500ml 90cm

Poche de jour
et
poche de nuit

Conveen® Standard

Conveen Standard est disponible en poche de jour et poche de nuit – pour une protection maximale contre les fuites

Poche de jambe et poche de nuit

- Valve anti-reflux et tubulure lisse découpable de 90 cm
- Système de fermeture avec 'clic' pour une plus grande facilité d'utilisation et sécurité
- Surface douce et confortable pour la peau
- Couleur et design discrets pour une plus grande discrétion sous les vêtements.
- Poche de jour de grande capacité, stérile et avec port de prélèvement
- Poche de nuit compacte



Version stérile



Conveen® Standard

| Description | Référence | Volume | Longueur tube | Unités par boîte | APB-code |
|--|-------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Conveen Standard Poche de nuit | 5062 | 1500 ml | 90 cm | 20 | 0680-371 |
| Conveen Standard Poche de jour stérile (avec attaches de jambe) | 5063 | 1500 ml | 90 cm | 10 | 4271-888 |

Accessoires Conveen

| Description | Référence | Unités par boîte | APB-code |
|---------------------------|-----------|------------------|----------|
| Conveen attache de lit | 5070 | 10 | 0443-788 |

