

SpeediCath[®] Compact



Pour un maximum de discrétion

Une sonde pour homme compacte, toujours prête à l'emploi



SpeediCath® Compact pour Homme

Enfin une sonde discrète pour homme

Une sonde révolutionnaire

Beaucoup d'hommes perçoivent le manque de discrétion comme un problème important. Les sondes SpeediCath Compact pour homme ont été spécialement conçues pour remédier à ce problème.

Considérablement plus petite que les sondes classiques, SpeediCath Compact pour homme peut être rangée, emmenée, utilisée et jetée en toute discrétion.¹ Cette nouvelle sonde offre en outre davantage de contrôle à l'insertion.^{1,2} Toujours dans un souci de discrétion mais aussi de confort, SpeediCath Compact est prête à l'emploi.

Les avantages de SpeediCath® Compact

- Design discret
- Pratique et compacte : à la maison comme en déplacement
- Peut être introduite sans contact avec la partie lubrifiée
- Peut être connectée à toutes les poches à urine standard
- Sans PVC ni phtalates

Informations produit

SpeediCath Compact pour Homme

Taille	CH	Unités par boîte	Référence produit
Longueur emballage: 19 cm			
Longueur sonde: 30 cm	12/18*	30	28692
Longueur sonde avec connecteur: 33 cm			

* La partie flexible de la sonde SpeediCath Compact pour homme correspond à une sonde SpeediCath CH12, combinée à une partie plus rigide en CH18. La partie flexible mesure 17.5 cm de long et la partie rigide 12.5 cm.



1 Chartier-Kastler et al. Safety of a new compact catheter for men with neurogenic bladder dysfunction: a randomised, crossover, open-labeled study. Spinal Cord, in press.

2 Bagi et al. Safety of a new compact male intermittent catheter: a randomised, crossover, single blind study in healthy male volunteers. Urologia Internationalis (DOI: 10.1159/000321900)

