

SpeediCath[®] Compact



Discreet ontwerp

De handige, compacte katheter voor mannen, altijd en overal



SpeediCath® Compact voor Mannen

Eindelijk een discrete katheter voor mannen

Een revolutionair ontwerp

Veel mannen vinden het gebrek aan discretie een belangrijk punt bij het gebruik van katheters. SpeediCath Compact voor mannen is ontworpen om daar een oplossing voor te bieden.

Omdat SpeediCath Compact veel kleiner is dan de gebruikelijke katheters, kan hij makkelijker opgeborgen, meegenomen en weggegooid worden.¹ De katheter geeft gebruikers meer controle bij het inbrengen.^{1,2} Daarenboven is hij volledig gebruiksklaar, voor meer gemak en discretie.

De voordelen van SpeediCath® Compact voor mannen


- Discreet ontwerp
- Handig en compact: thuis én elders
- Meer controle bij het inbrengen^{1,2}
- SpeediCath Compact voor mannen kan worden aangesloten op alle standaard urinezakken
- PVC- en ftalaatvrij

Productinformatie

SpeediCath Compact voor Mannen

Maat	CH	Stuks per doos	Product referentie
Lengte verpakking: 19 cm			
Lengte katheter: 30 cm	12/18*	30	28692
Lengte katheter inclusief connector: 33 cm			

* het flexibele gedeelte van de SpeediCath Compact voor mannen komt overeen met een SpeediCath katheter CH 12; het stevige gedeelte komt overeen met CH 18. Het flexibele gedeelte is 17.5 cm lang; het stevige gedeelte is 12.5 cm lang.



¹ Chartier-Kastler et al. Safety of a new compact catheter for men with neurogenic bladder dysfunction: a randomised, crossover, open-labeled study. Spinal Cord, in press. ² Bagi et al. Safety of a new compact male intermittent catheter: a randomised, crossover, single blind study in healthy male volunteers. Urologia Internationalis (DOI: 10.1159/000321900)