

SpeediCath[®] Flex


Met oog voor gemak en detail



Nieuw!
Pocket
formaat

SpeediCath[®] Flex

De SpeediCath Flex katheter heeft een reeks kenmerken die ervoor zorgen dat katheterisatie gemakkelijker wordt voor uw patiënten, zodat ze met een propere techniek en een minimaal risico op fouten zelf aan de slag kunnen.



Hygiënisch

Zachte, samendrukbare inbreng hulp

Dankzij de samendrukbare inbreng hulp kan de katheter goed gestuurd worden in de urethra, dit alles zonder dat de kathetertip moet worden aangeraakt.

Droge beschermhoes

De katheter is bedekt met de unieke hydrofiele SpeediCath coating voor een zachte, veilige katheterisatie, maar de beschermhoes zelf is droog, zodat de katheter op een propere, nette manier kan worden gehanteerd. De hoes rond de katheter zorgt ervoor dat hij kan worden ingebracht zonder hem aan te raken.

Flexibel

Flexibele tip

Het beweeglijk bolletje aan het uiteinde van de kathetertip centreert de katheter in de urethra en garandeert hierdoor een comfortabel inbrengen. De soepelheid van het bovenste gedeelte maakt het gemakkelijk om de katheter langs bochten te manoeuvreren.

Soepele katheter

Doordat de katheter zo soepel is, is hij gemakkelijk te hanteren en kan hij op een veilige en zachte manier door de urethra worden gestuurd.

Discreet

Hersluitbaar

Na gebruik kan de beschermende inbreng hulp terug in het drainage-uiteinde worden gedraaid. Het overblijvende vocht blijft op die manier in de katheter zitten.

Praktische verpakking

De verpakking is gemakkelijk te openen en heeft een neutraal, niet-medisch uitzicht. Na gebruik kan de hergesloten katheter terug in de verpakking gestoken worden. De verpakking kan dan gesloten en geplooid worden om het geheel op een discrete manier weg te werpen.

NIEUWE pocket formaat

Kleinere verpakking voor nog meer gemak en discretie.

Product details SpeediCath® Flex voor mannen

Lengte connector exclusief	Beschikbaar in CH	Katheters / verpakking	Referentie	CNK-codes
33 cm	10	30	28920	3467-156
33 cm	12	30	28922	3467-164
33 cm	14	30	28924	3467-172
33 cm	16	30	28916	3467-180
33 cm POCKET	10	30	28910	3923-554
33 cm POCKET	12	30	28912	3923-539
33 cm POCKET	14	30	28914	3923-547

Meer informatie over SpeediCath Flex op coloplast.be of door deze QR-code te scannen

