



SpeediCath®
Standard
Urinary catheter for insertion
and removal in the operating
room

27412

Nealon®/Nealon

Material: Polyurethane

Distal: 12 x 0 cm



SpeediCath®

Standard

Urinary catheter for insertion
and removal in the operating
room

27512

Nealon®/Nealon

Material: Polyurethane

Distal: 12 x 0 cm



SpeediCath® Soft

Urinary catheter for insertion
and removal in the operating
room

Distal: 12 x 0 cm



SpeediCath®

La référence



Nous n'avons pas inventé la sonde. Nous la réinventons constamment.

Lorsque nous développons une nouvelle sonde SpeediCath, nous partons toujours du point de vue de nos utilisateurs et de leurs besoins. C'est ainsi que nous avons compris la relation cruciale entre la conception et la satisfaction à l'égard du produit, satisfaction qui joue un rôle déterminant dans la compliance thérapeutique du patient¹. Lorsque les utilisateurs ont confiance dans un produit, qui de plus convient à

leur style de vie, alors ils sont enclins à l'utiliser davantage. C'est cette approche qui nous permet de maintenir de hauts standards en matière de design et de performance de sondes depuis 20 ans. Nous ne pourrions jamais comprendre tous les besoins des patients, mais nous essayons d'en satisfaire le plus grand nombre.

SpeediCath®

Notre gamme, votre choix



Pour les hommes

- a SpeediCath Flex**
La première sonde souple avec un manchon sec et un bout flexible
- b SpeediCath Compact Homme**
La sonde pour homme la plus compacte, pour davantage de discrétion
- c SpeediCath Compact Set**
La sonde compacte tout-en-un avec poche de recueil intégrée
- d SpeediCath Standard**
La sonde standard, sûre et efficace
- e SpeediCath Control**
La sonde standard, sûre et efficace, offrant davantage de contrôle en cas de dextérité manuelle réduite
- f SpeediCath Soft**
La sonde souple avec un manchon d'insertion, pour davantage de confort et d'hygiène



Pour les femmes

- g SpeediCath Compact Eve**
La sonde la plus discrète et féminine avec un design triangulaire
- h SpeediCath Compact Plus Femme
SpeediCath Compact Femme**
La sonde pour femme la plus compacte
- i SpeediCath Compact Set**
La sonde compacte tout-en-un avec poche de recueil intégrée
- j SpeediCath Standard**
La sonde standard, sûre et efficace

Pourquoi les sondes SpeediCath® sont-elles *les plus utilisées en* *Europe?* ²

Les sondes SpeediCath ont toutes un point commun : elles sont conçues en pensant avant tout aux besoins de leurs utilisateurs. Cette consécration totale a fait de SpeediCath la sonde la plus utilisée en Europe²

Nous nous engageons à répondre aux besoins des utilisateurs

Chaque utilisateur de sondes a des besoins spécifiques. Des facteurs tels que la dextérité manuelle, l'hygiène et la discrétion peuvent s'avérer déterminants dans le processus d'acceptation de l'autosondage et la compliance des utilisateurs. C'est pour cela que nous sommes convaincus qu'en proposant une gamme de produits qui répondent à leurs besoins, nous augmentons leur chance de réussite dans l'apprentissage et la poursuite de l'autosondage.

Nous nous engageons pour une sécurité et un confort optimaux

Quelque soit la sonde SpeediCath utilisée, nous nous engageons à assurer qualité et sécurité pour une sondage optimal. Toutes les sondes SpeediCath sont dotées de la **Triple Action Coating Technologie**, un revêtement unique et hydrophile qui couvre également les oeils de la

sonde. Ceci assure un sondage facile et confortable tant à l'introduction qu'au retrait de la sonde tout en limitant le risque de microtraumatismes de l'urètre^{3,4,5}. Les sondes SpeediCath ne contiennent ni PVC ni phtalate, dans le souci de préserver la santé des utilisateurs et de limiter l'impact des produits sur l'environnement.

Nous nous engageons à stimuler la compliance thérapeutique des utilisateurs

Lorsque les utilisateurs ont confiance dans un produit, qui convient aussi à leur style de vie, alors ils ont tendance à davantage l'utiliser et à surtout mieux observer la prescription de leur spécialiste (compliance)¹.

La conception d'une sonde va plus loin que la question du design, il s'agit aussi de sa fonctionnalité. Un produit réussi est un produit que l'utilisateur arrive à manipuler sans problème et sur lequel il peut compter, jour après jour.

Gagnant de

12 

prix médicaux et design

Ces

6 

innovations ont révolutionné le design des sondes

Depuis plus de

15 

ans, nous donnons la priorité aux besoins des patients

SpeediCath® Toujours plus *innovant*



Première sonde prête à l'emploi

Premières sondes compactes

Première sonde compacte avec poche intégrée

Première sonde avec un design triangulaire

Première sonde souple avec manchon sec et bout flexible

SpeediCath® pour hommes

Peter Genyn
Champion paralympique
et champion du monde
Sprint 100 & 400 m

SpeediCath® Flex

La seule sonde souple avec un manchon sec et un bout flexible

SpeediCath Flex est spécialement conçu pour faciliter l'apprentissage de la technique de sondage propre et assurer un bon départ pour l'utilisateur. La sonde permet de simplifier la procédure de sondage au quotidien, de l'introduction au retrait de la sonde jusqu'à son élimination

Avantages de SpeediCath Flex

- Bout flexible pour un passage facile dans l'urètre
- Système fermé protégeant la sonde des bactéries
- Manchon sec pour un sondage propre et hygiénique
- Refermable après utilisation pour une élimination discrète et hygiénique
- L'emballage ne contient plus d'aluminium, ce qui permet de réduire les émissions de CO2
- Disponible en format de poche.



SpeediCath® Compact

La première sonde compacte pour homme

Le design révolutionnaire et primé de SpeediCath Compact pour homme favorise la compliance des utilisateurs⁶. Cette sonde offre davantage de discrétion sans pour autant compromettre fonctionnalité, sécurité et hygiène. La forme télescopique brevetée facilite la manipulation et le contrôle de la sonde lors de son introduction.

Avantages SpeediCath Compact Homme

- Discret
- Améliore la compliance thérapeutique^{6, 7}
- Amélioration de la qualité de vie des utilisateurs⁷
- Introduction de la sonde sans contact avec la partie lubrifiée^{8, 9, 10}
- Refermable après utilisation pour une élimination discrète et hygiénique



SpeediCath® Compact Set

La première sonde compacte tout-en-un avec poche intégrée pour homme

Le design simple et intuitif primé de SpeediCath Compact Set offre aux utilisateurs davantage de flexibilité et de liberté quant au moment et au lieu où ils veulent se sonder.

Son design compact et discret en font la nouvelle référence pour les hommes qui ont besoin d'une solution tout-en-un.

Avantages de SpeediCath Compact Set pour homme

- La seule sonde compacte et discrète avec poche de recueil stérile intégrée
- Amélioration de la qualité de vie des utilisateurs⁷
- Introduction de la sonde sans contact avec la partie lubrifiée^{8, 9, 10}
- Refermable après utilisation pour une élimination discrète et hygiénique



SpeediCath® Control

La sonde standard, sûre et efficace, offrant davantage de contrôle en cas de dextérité manuelle réduite

SpeediCath Control est une sonde éprouvée et fiable, dotée d'une section renforcée au niveau du connecteur, qui offre un meilleur contrôle lors de l'insertion de la sonde.

Avantages de SpeediCath Control

- Davantage de contrôle à l'insertion
- Ouverture aisée grâce à un anneau de préhension
- Point adhésif pour fixer la sonde pendant la préparation



SpeediCath® Standard

La sonde standard sûre et efficace

SpeediCath Standard est la première sonde à revêtement hydrophile immédiatement prête à l'emploi ; elle fait référence en la matière depuis près de 15 ans. Un choix éprouvé et fiable.

Avantages de SpeediCath Standard

- Disponible dans de nombreuses charrières, y compris pédiatriques
- Extrémité Nelaton ou Tiemann (béquillée)
- Ouverture aisée grâce à un anneau de préhension
- Point adhésif pour fixer la sonde pendant la préparation



SpeediCath® Soft

La sonde souple avec manchon d'insertion, offrant davantage de confort et d'hygiène

SpeediCath Soft est une sonde avec un manchon d'insertion souple, offrant une prise plus ferme, pour un meilleur contrôle et une meilleure hygiène.

Avantages de SpeediCath Soft

- Davantage de confort, prise en main assurée grâce au manchon d'insertion
- Insertion facile et sans contact
- Sonde souple pour plus de confort
- Prêt à l'emploi



SpeediCath® pour femmes

SpeediCath® Compact Eve

La sonde la plus discrète et féminine
avec un design triangulaire

C'est en écoutant les besoins émotionnels des femmes que nous avons pu concevoir une nouvelle sonde. SpeediCath Compact Eve combine fonctionnalité et design. Cette sonde aide les femmes à mieux accepter le sondage intermittent.

Avantages de SpeediCath Compact Eve

- Contribue à une meilleure acceptation du sondage intermittent par les femmes¹¹
- Amélioration de la qualité de vie des utilisatrices⁷
- Ouverture en un seul geste et fermeture sécurisée
- Forme triangulaire unique pour plus de facilité et une meilleure prise en main
- Discrète grâce à sa petite taille et son look 'mascara'
- Connexion facile à une poche à urine



SpeediCath® Compact (Plus)

La sonde pour femme la plus compacte

Pas plus grand qu'un rouge à lèvres, SpeediCath Compact a révolutionné le design des sondes lors de son lancement. Cette sonde demeure la sonde la plus populaire de la gamme et reste la référence en matière de fonctionnalité et de design.

Avantages de SpeediCath Compact (Plus)

- Amélioration de la qualité de vie des utilisatrices⁷
- Format compact et discret (pas plus grand qu'un tube de rouge à lèvres)
- Disponible en deux tailles (7 et 9 cm)



SpeediCath® Compact Set

La seule sonde compacte tout-en-un avec poche intégrée pour femme

Le design simple et intuitif primé de SpeediCath Compact Set offre aux utilisatrices davantage de flexibilité et de liberté quant au moment et au lieu où elles veulent se sonder. Son design compact et discret en font la nouvelle référence pour les femmes qui ont besoin d'une solution tout-en-un.

Avantages SpeediCath Compact Set pour femme

- La seule sonde compacte et discrète avec poche de recueil stérile intégrée
- Amélioration de la qualité de vie des utilisatrices⁷
- Introduction de la sonde sans contact avec la partie lubrifiée^{8, 9, 10}
- Refermable après utilisation pour une élimination discrète et hygiénique



SpeediCath® Standard

La sonde standard, sûre et efficace

SpeediCath Standard est la première sonde à revêtement hydrophile immédiatement prête à l'emploi ; elle fait référence en la matière depuis près de 15 ans. Un choix éprouvé et fiable.

Avantages de SpeediCath Standard

- Disponible dans de nombreuses charrières, y compris pédiatriques
- Ouverture aisée grâce à un anneau de préhension
- Point adhésif pour fixer la sonde pendant la préparation



Références produits

Gamme SpeediCath® pour homme

Type	Tip	CH	Longueur (cm)	Pièces / boîte	Référence produit
SpeediCath® Flex	Flex	10	44	30	28920
	Flex	12	44	30	28922
	Flex	14	44	30	28924
	Flex	16	44	30	28916
SpeediCath® Flex Pocket	Flex	10	44	30	28910
	Flex	12	44	30	28912
	Flex	14	44	30	28914
SpeediCath® Compact Set	Nelaton	12-18	30	20	28422
SpeediCath® Compact	Nelaton	12-18	30	30	28692
SpeediCath® Control	Nelaton	12-16	40	30	27212
SpeediCath® Standard	Nelaton	08	40	30	27408
	Nelaton	10	40	30	27410
	Nelaton	12	40	30	27412
	Nelaton	14	40	30	27414
	Nelaton	16	40	30	27416
	Tiemann	18	40	30	27418
	Tiemann	10	40	30	27490
SpeediCath® Soft	Tiemann	12	40	30	27492
	Tiemann	14	40	30	27494
	Tiemann	16	40	30	27496
	Nelaton	10	33	30	27010
SpeediCath® Soft	Nelaton	12	33	30	27012
	Nelaton	14	33	30	27014
	Nelaton	16	33	30	27016

Gamme SpeediCath® pour femme

Type	CH	Longueur (cm)	Pièces / boîte	Référence produit
SpeediCath® Compact Eve	10	9	30	28110
	12	9	30	28112
	14	9	30	28114
SpeediCath® Compact Set	10	9	20	28520
	12	9	20	28522
	14	9	20	28524
SpeediCath® Compact	6	7	30	28576
	8	7	30	28578
	10	7	30	28580
	12	7	30	28582
	14	7	30	28584
	16	7	30	28586
SpeediCath® Compact Plus	10	9	30	28810
	12	9	30	28812
	14	9	30	28814
SpeediCath® Standard	8	20	30	27508
	10	20	30	27510
	12	20	30	27512
	14	20	30	27514
	16	20	30	27516

Gamme SpeediCath® pour enfant

Type	CH	Longueur (cm)	Pièces / boîte	Référence produit
SpeediCath® Standard	06	20	30	27706
	08	20	30	27708
	10	20	30	27710

Références:

1. Barbosa et al. 2012
 2. Coloplast sales data, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2015/2016
 3. Cardenas DD et al. PM&R Vol. 3 408-417, May 2011
 4. De Ridder DJ et al. Eur Urol 2005; 48:991-995
 5. Chartier- Kastler E. and Denys P. DOI 10.1002/nau.20929

6. SCCM Evaluation (n=482), November 2016, Data on file
 7. Chartier- Kastler E. et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7
 8. Vahr S et al. European Association of Urology Nurse 2013
 9. Chartier- Kastler E. Spinalcord 2011, 49(7), 844-850
 10. Bagi P et al. Urol Int 2011; 86:179-184
 11. SCCE Evaluation (n=161), September 2015, Data on file

Notre entreprise reflète la passion, l'ambition et l'engagement des personnes qui lui ont permis de prendre vie. Elise Sørensen, une infirmière, inventa la toute première poche de stomie jetable et adhésive car elle était déterminée à aider sa soeur à sortir de son isolement. Aage Louis-Hansen et sa femme Johanne ont mis à disposition leur savoir d'ingénieurs et d'entrepreneurs, et grâce à leur volonté tenace et leur esprit positif, ils fondèrent Coloplast en 1957.

Il arrive encore trop souvent de nos jours que certaines personnes vivent totalement recluses en raison de leur pathologie.

Nous nous battons pour que cela change.