

# SpeediCath Compact (Plus)

pour femmes et filles

- Prête à l'emploi
- Facile à utiliser
- Aussi disponible en petites charrières

*SpeediCath<sup>®</sup> Compact Female*



# SpeediCath Compact

La sonde la plus compacte pour femmes



## Prête à l'emploi et discrète

SpeediCath® Compact est une sonde prête à l'emploi, partout et à tout moment, grâce à son ouverture facile et son revêtement hydrophile. Elle passe inaperçue dans votre sac à main.

## Facile à utiliser

Elle dispose d'une poignée de préhension pratique pour un sondage hygiénique et il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau ou un lubrifiant.

## Meilleur pour l'environnement

SpeediCath Compact est fabriqué à partir de polyuréthane et ne contient ni pvc ni phtalates, nuisibles à l'environnement et à la santé.

## Revêtement hydrophile unique

Le revêtement hydrophile de SpeediCath offre confort et sécurité. Il minimise le frottement au niveau de l'urètre comparé aux sondes non-lubrifiées.

## Deux tailles parfaitement adaptées à l'anatomie féminine

SpeediCath Compact mesure 7 cm et est ainsi parfaitement adaptée à la taille de l'urètre féminin. Avec deux centimètres en plus, SpeediCath Compact Plus convient aux femmes ayant besoin d'une sonde un peu plus longue.

## Aussi disponibles en petites charrières

SpeediCath Compact est aussi disponible en CH 06 et CH 08, idéales pour les filles.



## Références

Nom	CH	Femme	Longueur	APB-code	Pce/boîte
SpeediCath Compact	06	28576	7 cm	4295-606	30
SpeediCath Compact	08	28578	7 cm	2180-123	30
SpeediCath Compact	10	28580	7 cm	2180-131	30
SpeediCath Compact	12	28582	7 cm	2180-149	30
SpeediCath Compact	14	28584	7 cm	2180-156	30
SpeediCath Compact Plus	10	28810	9 cm	2658-227	30
SpeediCath Compact Plus	12	28812	9 cm	2658-235	30
SpeediCath Compact Plus	14	28814	9 cm	2658-243	30

Stomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology