

SpeediCath Compact Eve

La sonde la plus discrète et féminine de notre gamme



Une sonde simple à utiliser

SpeediCath Compact Eve présente trois caractéristiques majeures qui lui confèrent sécurité et simplicité d'utilisation:



Une forme triangulaire unique pour une meilleure prise en main

- Forme triangulaire pour une plus grande stabilité
- Peut être insérée sans toucher le corps de la sonde
- Design intuitif facilitant l'apprentissage et son utilisation au quotidien



Ouverture en un seul geste et fermeture sécurisée

- Ouverture facile en un seul geste
- Prête à l'emploi grâce à son lubrifiant hydrophile unique
- Refermable après emploi pour faciliter le transport ou l'élimination



Connexion facile à une poche

- Connecteur universel pour poche à urine intégré à la sonde

Unique aux cathéters SpeediCath®, la **Technologie de Lubrification Triple Action** est conçue pour protéger l'urètre de trois façons:

- Il reste **fixé**, uniforme sans zones sèches
- Il reste **lisse**, ce qui réduit la friction sur l'urètre
- Il reste **hydraté**, ce qui le rend instantanément prêt à l'emploi



Références produits

SpeediCath® Compact Eve

Référence	Code CNK	Longueur	CH	Emballage
28110	3235-868	9 cm	10	30 unités/boîte
28112	3235-892	9 cm	12	30 unités/boîte
28114	3235-876	9 cm	14	30 unités/boîte



Ostomy Care / Contenance Care / Wound & Skin Care / Urology Care

