

SpeediCath® Flex


La facilité au quotidien



Nouveau !
Format
Pocket

SpeediCath® Flex

La sonde SpeediCath est conçue pour simplifier la procédure de sondage pour vos patients, afin qu'ils puissent se sonder de manière sûre, simple et hygiénique



Hygiénique

Poignée douce et souple

La poignée souple aide à guider la sonde dans l'urètre. Elle améliore également le contrôle de la sonde pendant le sondage sans avoir besoin de la toucher.

Manchon sec

La sonde SpeediCath Flex est prête à l'emploi. Son lubrifiant unique permet un sondage sûr et confortable. Le manchon en revanche reste sec, de manière à assurer une manipulation propre.

Flexible

Embout flexible

La petite boule située à l'extrémité de la sonde guide celle-ci dans l'urètre et garantit une introduction sans douleur. La souplesse de son extrémité permet de faire facilement glisser la sonde dans les courbes de l'anatomie.

Sonde souple

La souplesse de la sonde permet un passage sûr et indolore dans l'urètre.

Discret

Refermable

Une fois le sondage terminé, la poignée peut être revissée dans l'extrémité de drainage. La sonde est ainsi refermée de manière hermétique.

Emballage pratique

L'emballage est facile à ouvrir et présente un aspect non-médical et discret. Après utilisation, la sonde refermée peut être replacée dans son emballage, pliée et emmenée ou jetée en toute discrétion.

NOUVEAU format de poche

Emballage plus petit pour encore plus de facilité et de discrétion.

Détails produits SpeediCath® Flex pour homme

Longueur connecteur excl.	Disponible en CH	Sondes / emballage	Références	Codes APB
33 cm	10	30	28920	3467-156
33 cm	12	30	28922	3467-164
33 cm	14	30	28924	3467-172
33 cm	16	30	28916	3467-180
33 cm POCKET	10	30	28910	3923-554
33 cm POCKET	12	30	28912	3923-539
33 cm POCKET	14	30	28914	3923-547

Plus d'informations sur SpeediCath Flex sur coloplast.be ou en scannant ce code QR

