



NIEUW
zachte
katheter


Ontdek de nieuwe *SpeediCath® Soft* voor mannen



Houd de verpakking rechtop bij het openen



Laat de inbrenghulp los en knijp in het golvende gedeelte



Gebruik een stapsgewijze "knijpen en loslaten" techniek om de katheter in te brengen

Help patiënten een goede start te maken.

Raadpleeg, voor meer gedetailleerde instructies, de gebruiksaanwijzing die bij de producten geleverd wordt.

 Raadpleeg voor gebruik steeds de gebruiksaanwijzing die bij de producten geleverd wordt.



In alle eerlijkheid

Het hele proces moet gewoon snel verlopen¹⁻²

Gebruiksgemak is belangrijk voor gebruikers van intermitterende katheters. Daarom wordt de nieuwe SpeediCath® Soft pre-gelubriceerd geleverd, en is hij meteen klaar voor gebruik.



Snelle voorbereiding


Bij het openen van de verpakking is SpeediCath Soft meteen klaar voor gebruik, omdat hij reeds gelubriceerd is met een unieke hydrofiele coating voor een soepele inbrenging.

Zachte katheter

SpeediCath Soft is eenvoudig te gebruiken de eerste keer, en elke keer daarna.

Zelfverzekerde greep

De inbrenghulp is gemaakt van een zacht, flexibel materiaal en ontworpen om te zorgen voor een goede, stevige grip van de katheter. De inbrenghulp maakt het gemakkelijk om de katheter in te brengen zonder de buis of tip aan te raken.



1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterization. Br J Nurs 2001;10(5):325-9.

2. De Ridder DJ, Everaert K, Fernández LG, et al. Intermittent catheterisation with hydrophilic-coated catheters (SpeediCath®) reduces the risk of clinical urinary tract infection in spinal cord injured patients: a prospective randomised parallel comparative trial. Eur Urol 2005;48(6):991-5.

Productinformatie SpeediCath Soft

Lengte katheter	Beschikbaar in CH	Katheters / verpakking	Referentie	CNK-codes
33 cm	10	30	27010	4570-925
33 cm	12	30	27012	4570-941
33 cm	14	30	27014	4571-006
33 cm	16	30	27016	4571-014