



*Pour les petits  
aventuriers*

**SenSura<sup>®</sup> Mio Baby &  
SenSura<sup>®</sup> Mio Kids**

*SenSura<sup>®</sup> Mio*





## Bénéfices pour les professionnels

SenSura® Mio Baby est conçu pour faciliter votre pratique quotidienne et :

- diminuer le temps passé à manipuler l'enfant,
- minimiser le dérangement de l'enfant,
- permettre un accès à la stomie pour réinstillation,
- est conçu sans prédécoupe pour s'adapter plus facilement aux besoins individuels.



Durée de port prolongée - plus de repos pour le bébé

# SenSura<sup>®</sup> Mio Baby

Une solution discrète pour les bébés prématurés et les jeunes enfants

SenSura Mio Baby répond aux besoins spécifiques de tous les enfants, même les tout-petits, en facilitant les soins de stomie.

Durée de port prolongée<sup>3</sup>

1

## Adhésif doux pour la peau


L'adhésif est conçu pour épouser la zone péristomale des bébés et jeunes enfants et pour un port de longue durée. La peau conserve un pH équilibré.



2

## Couplage souple

Permet d'appliquer la poche sur le protecteur cutané sans exercer trop de pression sur l'abdomen.



3

## Fenêtre pour la réinstillation

Facilite la réinstillation sans trop déranger l'enfant.



4

## Poche transparente


Assure la visibilité des stomies sans devoir retirer la poche, ni déranger le bébé.



5

## Système de vidange souple

Compatible avec les seringues pour faciliter la vidange et minimiser le dérangement. Elle est composée d'une matière souple et elle est ainsi douce pour la peau du bébé.







Les manipulations et les fréquents changements du matériel de stomie dérangent le repos des bébés. Pour les prématurés en particulier, toute forme de gêne peut influencer négativement leur développement aux moments critiques. <sup>1,2</sup>

## Défis spécifiques

---

<b>Corps</b>	Petit, fragile
<b>Peau</b>	Fragile, pas encore totalement développée
<b>Stomies</b>	Très petites, de différents types et à plusieurs endroits
<b>Effluents</b>	Agressifs, volumes variables
<b>Soins</b>	Chronophages, longs et éprouvants pour le bébé
<b>Environnement</b>	Conditions variables (couveuse)



« Une poche de stomie parfaitement adaptée, qui lui permette de jouer en toute liberté ... c'est tout ce qui compte pour moi. »

Mark, papa de Henry





Pour que les enfants puissent bouger librement



# SenSura<sup>®</sup> Mio Kids

SenSura Mio Kids, une solution spécialement conçue pour les enfants

SenSura Mio Kids garantit aux enfants de 6 mois à 4 ans la liberté de mouvement dont ils ont besoin :

## 1. Matériel discret

SenSura Mio Kids possède un revêtement en textile de couleur neutre et hydrofuge pour plus de confort et une apparence discrète et non médicale.

## 2. Protecteur élastique en étoile


Le protecteur élastique en étoile doux pour la peau présente des pétales spécialement conçus pour épouser les petits ventres ronds des enfants. Cette forme augmente la flexibilité d'utilisation sur le ventre.

## 3. Zones de flexion

Les zones de flexion au bord et au centre du protecteur ajoutent plus de flexibilité autour de la stomie pour une liberté de mouvement optimale.

## 4. Préfiltre circulaire unique

Le préfiltre est spécialement développé pour une désodorisation prolongée et une réduction de ballonnement de 61%.<sup>4</sup>





Mettre au point un matériel de stomie pour les enfants actifs constitue un véritable défi. Ces enfants ont besoin d'un protecteur cutané qui enveloppe parfaitement leur petit ventre rond, afin de leur permettre de bouger librement.






## Défis spécifiques

---










<b>Mouvement</b>	Très actif, constamment en quête de découvertes
<b>Corps</b>	Petit ventre rond
<b>Peau</b>	Sensible et en pleine croissance



## Assortiment de produits SenSura Mio Baby

		Référence	Nom du produit
Baby		18700	SenSura Mio Baby Flex poche de recueil
		18705	SenSura Mio Baby Flex protecteur cutané
		12014	Brava Baby Adhesive Remover

## Assortiment de produits SenSura Mio Kids

		Référence	Nom du produit
Kids 1-pièce		18711	SenSura Mio Kids 1p vidangeable midi transparent 0-35
		18712	SenSura Mio Kids 1p uro transparent 10-35
Kids 2-pièces poche de recueil		18721	SenSura Mio Kids 2p Flex vidangeable mini transparent 27mm
		18723	SenSura Mio Kids 2p Flex vidangeable midi transparent 27mm
		18725	SenSura Mio Kids 2p Flex vidangeable midi transparent 35mm
		18730	SenSura Mio Kids 2p Flex uro opaque 27mm
		18731	SenSura Mio Kids 2p Flex uro opaque 35mm
Kids 2-pièces protecteur cutané		18735	SenSura Mio Kids 2p Flex 27mm, 0-27
		18747	SenSura Mio Kids 2p Flex 35mm, 0-35

1. Levy et al., Impact of Hands-On Care on Infant Sleep in the Neonatal Intensive Care Unit, *Pediatr Pulmonol*, 2017
2. Zeiner et al., Preterm Infants Behavior and Skin Conductance Responses to Nurse Handling in NICU, *J Matern Fetal Neonatal Med*, 2016 August
3. Compared to standard of care. Verified by Laboratory testing
4. Coloplast, Clinical Study, 2010, 61% for ileostomists, 53% for colostomists.

340N1MPEDF