

# Hoge absorptiecapaciteit en retentie onder compressie

Biatain® Silicone Non-Border met 3DFit Technology minimaliseert het risico op lekkage en maceratie

***Biatain® Silicone Non-Border***



## Minimaliseert het risico op lekkage en maceratie



Vormt zich naar het wondbed om de vorming van een holte en exsudaatophoping te verminderen




Absorbeert verticaal om de huid rondom de wonde te beschermen tegen maceratie




Houdt exsudaat vast onder compressie om het risico op lekkage te verminderen

Biatain® Silicone Non-Border met 3DFit Technology absorbeert en houdt meer exsudaat vast onder compressie in vergelijking met de vijf toonaangevende non-border siliconen schuimverbanden\*

Absorptie onder compressie



Retentie na vrije absorptie



\* Zoals aangetoond in laboratoriumtest. Gegevens in het bestand. VV-0280253

### Productsamenstelling

Biatain Silicone Non-Border is een zacht en comfortabel polyurethaan schuimverband met een dampdoorlatende toplaag die bacterie- en waterdicht is, een zachte en geperforeerde siliconen kleeflaag, en turquoise beschermfilms.

### Gebruik

Biatain Silicone Non-Border is geïndiceerd voor een breed scala van licht tot sterk exsuderende wonden bij patiënten van 40 kg en meer. Dit omvat acute wonden zoals donorplaatsen, postoperatieve wonden en traumatische wonden; en chronische wonden zoals beenulcera, doorligwonden en niet-geïnfecteerde diabetische voetulcera. Het kan gebruikt worden in combinatie met compressietherapie en het verband kan tot maximaal 7 dagen ter plaatse blijven.

[Ostomy Care](#) / [Continence Care](#) / [Wound & Skin Care](#) / [Interventional Urology](#)

### Biatain Silicone Non-Border

Referentie	APB code	Afmeting (cm)	Stuks/doos
39022	4206-009	10 x 10	10
39023	4206-017	12,5 x 12,5	10
39024	4206-025	10 x 20	5
39025	4206-033	15 x 15	5