


Pour une absorption et une rétention élevées sous compression

Minimise le risque de fuite et de macération

La mousse en silicone souple et confortable dotée de la technologie 3DFit unique assure une absorption et une rétention élevées sous compression.


L'adhésif en silicone hypoallergénique permet un retrait en douceur et indolore.



NOUVEAU



Se conforme au lit de la plaie pour réduire la formation d'un espace et l'accumulation d'exsudat



Absorbe verticalement pour protéger la peau périlésionnelle de la macération



Retient l'exsudat sous compression pour réduire le risque de fuite

Nouveau Biatain Silicone Non-Border



Un nouveau venu dans la gamme Biatain® Silicone



Biatain Silicone Non-Border



NOUVEAU



Référence	Code APB	Dimensions (cm)	Pièces/boîte	Prix public
39022	4206-009	10 x 10	10	41,36 €
39023	4206-017	12,5 x 12,5	10	49,21 €
39024	4206-025	10 x 20	5	35,11 €
39025	4206-033	15 x 15	5	38,18 €