

Hoge absorptiecapaciteit en retentie onder compressie

Minimaliseert het risico op lekkage en maceratie

Het zachte en comfortabele siliconenschuim met unieke 3DFit Technology zorgt voor een hoge absorptie en retentie onder compressie.

De huidvriendelijke siliconen kleeflaag zorgt voor een zachte en pijnloze verwijdering.



Vormt zich naar het wondbed om de vorming van een holte en exsudaatophoping te verminderen



Absorbeert verticaal om de huid rondom de wonde te beschermen tegen maceratie



Houdt exsudaat vast onder compressie om het risico op lekkage te verminderen

Nieuw Biatain Silicone Non-Border



Een nieuwe toevoeging aan het Biatain[®] Silicone gamma



Biatain Silicone Non-Border



NIEUW



Referentie	APB code	Afmeting in cm	Stuks/doos	Publieksprijs
39022	4206-009	10 x 10	10	41,36 €
39023	4206-017	12,5 x 12,5	10	49,21 €
39024	4206-025	10 x 20	5	35,11 €
39025	4206-033	15 x 15	5	38,18 €

Ostomy Care / Contenance Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology