



Contact amélioré pour une guérison continue des plaies

Biatain Contact est une couche de contact unilatérale en silicone qui offre des propriétés pour relever les défis du traitement des ulcères et des lésions chroniques ou aiguës avec différents niveaux d'exsudat.

- . Perforation améliorée pour une meilleure évaporation de l'exsudat et la prévention de la macération
- . Transparent pour contrôler l'évolution de la plaie sans retirer le pansement
- . Film unilatéral avec un adhésif siliconé, mince et facile à appliquer

Biatain[®] Contact

Biatain[®] Contact

Le pansement interface siliconé unilatéral amélioré



Amélioration de l'évaporation de l'exsudat

Pores 60% plus larges* et transfert d'exsudat 3 fois plus rapide* pour réduire le risque de macération et d'accumulation d'exsudat.



Facilite l'évaluation de la plaie

Transparent pour l'inspection des plaies sans retrait du pansement et une guérison continue des plaies.



Application et retrait faciles

Adhérence unilatérale pour une application et des changements faciles du pansement secondaire. Protège contre la prolifération cellulaire et réduit la douleur et n'affecte pas le tissu de granulation.

*Résultats des tests par rapport aux leaders actuels du marché

Usage

Biatain Contact est un pansement de contact, indiqué pour le traitement des ulcères aiguës et chroniques. Il peut être utilisé sur des plaies non exsudatives à très exsudatives et comme couche protectrice sur des plaies non exsudatives ou sur une peau fragile.

Biatain Contact peut également être utilisé en conjonction avec une thérapie par pression négative (TPN), divers types d'Épidermolyse incl. Épidermolyse bulleuse (EB), et sur des brûlures au second degré.

Temps de port jusqu'à 14 jours.

Avant utilisation, consultez toujours 'Les instructions d'utilisation' fournies avec les produits

Biatain Contact

Référence	Code APB	Dimensions	Unités/boîte	Prix public
33560	4104-576	5 x 7.5 cm	5	15,71 €
33561	4104-584	7.5 x 10 cm	5	19,86 €
33562	4104-592	10 x 18 cm	5	34,47 €



Biatain Contact



Leaders actuels du marché



En savoir plus sur Biatain Contact:

<https://www.coloplast.be/fr-be/plaies/soins-de-plaies/biatain-contact/>