

Verbeterd contact voor ongestoorde wondheling


Biatain Contact is een eenzijdige siliconen wondcontactlaag die eigenschappen biedt om de uitdagingen bij de behandeling van ulcera en chronische of acute leasies met verschillende niveaus van exsudaat het hoofd te bieden.

- . Verbeterde perforatie voor betere exsudaat transfer en bescherming tegen maceratie
- . Transparant om wondbeoordeling mogelijk te maken zonder het verband te verwijderen
- . Dunne en gemakkelijk aan te brengen eenzijdige film met siliconenhechting

Biatain[®]Contact

Biatain[®] Contact

Verbeterde eenzijdige siliconen wondcontactlaag



Verbeterde exsudaat transfer

60% grotere poriën* en 3 keer snellere exsudaat transfer* om het risico op maceratie en exsudaatophoping te verminderen.



Vergemakkelijkt wondbeoordeling

Transparant design voor wondinspectie zonder verwijdering van het verband en ongestoorde wondheling.



Eenvoudige toepassing en verwijdering

Eenzijdige hechting voor vlotte toepassing en wissels van het secundaire verband. Beschermst tegen celingroei en vermindert pijn en geen aantasting van het granulatieweefsel.

*Testresultaten vergeleken met huidige marktleiders

Gebruik

Biatain Contact is een contactverband dat is geïndiceerd voor de behandeling van acute en chronische ulcera. Het kan worden gebruikt op niet-exsuderende tot sterk exsuderende wonden en als een beschermende laag op niet-exsuderende wonden of op een kwetsbare huid.

Biatain Contact kan ook worden gebruikt in combinatie met negatieve druktherapie (NPWT), verschillende soorten Epidermolysie incl. Epidermolysis Bullosa (EB), en bij brandwonden tot de tweede graad.

Draagtijd tot 14 dagen.

Raadpleeg voor gebruik altijd de 'Gebruiksaanwijzing' die bij de producten wordt geleverd

Biatain Contact

Referentie	APB code	Afmeting	Stuks/doos	Publieksprijs
33560	4104-576	5 x 7.5 cm	5	15,71 €
33561	4104-584	7.5 x 10 cm	5	19,86 €
33562	4104-592	10 x 18 cm	5	34,47 €



Biatain Contact



Huidige marktleiders



Meer weten over Biatain Contact:

<https://www.coloplast.be/wond/wondzorg/biatain-contact/>

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast Belgium NV/SA, Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen. V.U.: E. Binnemans
www.coloplast.be Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.
 © 2021-12. Alle rechten voorbehouden. PM-19867

340N30015N

 **Coloplast**