

Biatain[®] Ibu


Wondbehandeling hoeft niet pijnlijk te zijn

Biatain[®] Ibu

Biatain Ibu schuimverband met 3DFit Technologie vormt zich naar het wondbed, hierdoor vermindert de ophoping van exsudaat en daarmee het risico op maceratie en infectie.

Biatain Ibu is een zacht en flexibel absorberend schuimverband. Alleen Biatain Ibu biedt de unieke combinatie van een vochtig wondmilieu met de lokale afgifte van ibuprofen. De afgevlakte randen verminderen de kans op drukmarkeringen¹.

Biatain Ibu met 3DFit Technologie



Vermindert wondpijn^{2,3}

Combineert een vochtig wondmilieu met de lokale afgifte van ibuprofen.



Vormt zich naar het wondbed

Een perfecte aansluiting op het wondbed voorkomt ophoping van exsudaat en zorgt voor een optimaal genezingsproces.



Verticale absorptie

Verkleint het risico op maceratie.



Houdt exsudaat vast

Exsudaat wordt opgesloten en zelfs onder compressie vastgehouden.



3DFit[®]
Technology



“6 op de 10 patiënten ervaart wondpijn⁴”






Biatain Ibu is een absorberend polyurethaan schuimverband dat 0,5 mg/cm² ibuprofen bevat, homogeen verspreid door de schuimmatrix heen⁵. Het is tevens beschikbaar als “Ibu Soft-Hold”, een variant met een kleeflaag op minder dan 50% van het schuimoppervlak.

Geschikt bij pijnlijke, matig tot sterk exsuderende wonden



- Dit verband kan gebruikt worden in combinatie met compressietherapie.
- Bij aanwezigheid van exsudaat wordt gedurende de gehele draagtijd van het verband (tot maximaal 7 dagen) ononderbroken een lage dosis ibuprofen in het wondbed afgegeven^{5,6}.



Biatain Ibu

	Ref.	Maat in cm	Verp.	APB code
	34110	10x10	5	2690-162
	34112	10x20	5	2690-170
	34115	15x15	5	2690-139

Biatain Ibu Soft-Hold

	Ref.	Maat in cm	Verp.	APB code
	34140	10x10	5	2690-147
	34142	10x20	5	2690-154

1. Kirby P. Quality of life, exudate management and the Biatain foam dressing range. British Journal of Nursing 2008;17(15):S32-S37.
2. Gottrup F et al. Reducing wound pain in venous leg ulcers with Biatain[®] Ibu: A randomised, controlled double-blind clinical investigation on the performance and safety. Wound Repair and Regeneration 2008;6:615-25
3. Palao i Domenech R et al. Effects of a foam dressing with ibuprofen on wound pain: results from an international, comparative real life study on painful, exuding wounds. Journal of Wound Care 2008;17(8):342-48
4. Gottrup, Finn, et al. International wound journal 4 (2007): 24-34.
5. Jorgensen B et al. Pain and quality of life for patients with venous leg ulcers: Proof of concept of the efficacy of Biatain[®] - Ibu, a new pain reducing wound dressing. Wound repair and regeneration 2006;14(3): 233-39.
6. Steffansen B and Herping S. Novel wound models for characterizing the effects of exudate levels on the controlled release of ibuprofen from foam dressings. EWMA 2006.



Bekijk ons volledige assortiment op www.coloplast.be/wond/wondzorg
Of scan de QR-code

Voor iedere fase van de wondheling een oplossing



[Ostomy Care](#) |
 [Continence Care](#) |
 [Wound and Skin Care](#) |
 [Interventional Urology](#) |
 [Voice and Respiratory Care](#)