



Comfeel Plus Transparent, votre partenaire estival pour les plaies aiguës



Comfeel® Plus

Comfeel Plus Transparent : laissez le pansement faire son travail

Le pansement hydrocolloïde Comfeel Plus Transparent est idéal pour soigner les plaies superficielles dont la couleur prédominante est le rouge et qui produisent peu d'exsudat.

Les plaies peuvent cicatriser tranquillement sous le fin pansement transparent.

Le pansement couvre la plaie superficielle, ce qui soulage aussi la douleur.

Le pansement peut rester en place plusieurs jours et est compatible avec la douche.



Protection garantie



Inspection de la plaie



Facilité d'utilisation

Comfeel Plus Transparent :

- Indiqué pour les dermabrasions, les cloques et les brûlures légères
- Inspection continue de la plaie grâce à la transparence du pansement
- Protection du tissu cicatriciel et cicatrisation plus esthétique
- Protection et cicatrisation plus rapide des petites plaies postopératoires (p. ex. sutures)
- Cicatrisation accélérée grâce au principe du « milieu humide »
- Douche possible avec le pansement
- Peut rester en place jusqu'à 7 jours maximum OU jusqu'à saturation du pansement



Cas n°1

Dermabrasion profonde traitée par Comfeel Plus Transparent pendant 21 jours.




Cas n°2

Brûlure traitée par Comfeel Plus Transparent pendant 22 jours.



Comfeel® Plus



Comfeel Plus Transparent, le partenaire idéal pour les plaies aiguës

Produit	Réf.	Code CNK	Dimensions (cm)	Unité / boîte
 	33530	0443-747	5 x 7 cm	10
	33533	3343-126	10 x 10 cm	10
	33536	0443-762	9 x 14 cm	10
	33542	0443-770	15 x 20 cm	5

Ostomy Care / Contenance Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast Belgium NV/SA, Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen, Belgique. É.R. Erina Binnemans.
www.coloplast.be Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S.
© 2019-05 Tous droits réservés Coloplast A/S.

340N30012F

 **Coloplast**