



# ***Guide pratique : quel pansement pour quelle plaie ?***

*Votre guide des soins de plaies  
pour un traitement optimal des plaies.*

# Combattre l'infection?

NON

Plaies sous-minées et tunnelisées?

Protéger la plaie et la peau?

## Préparation

Éliminer la nécrose et la fibrine

Nettoyer selon le protocole actuel. Soutenir le débridement autolytique?

**Purilon** hydrogel\*\*



## Traitement

Niveau d'exsudat faible



**Biatain** Silicone Lite\*  
ou  
**Comfeel** Plus (Transparent)



Niveau d'exsudat modéré



**Biatain** Silicone\*  
ou  
**Biatain** Non-Adhesive\*  
ou  
**Biatain** Adhesive\*



Niveau d'exsudat élevé



**Biatain** Silicone\*  
ou  
**Biatain** Alginate\*\*



**Biatain** Alginate (Filler)\*\*



**Comfeel** Plus Transparent



ou

**Biatain** Contact\*\*



\* Pansement prend la forme du lit de la plaie jusqu'à 2 cm de profondeur

\*\* A utiliser avec un pansement secondaire

# Combattre l'infection?

OUI

Plaies sous-minées et tunnelisées?

Protéger la plaie et la peau?

## Préparation

Éliminer la nécrose et la fibrine

Nettoyer selon le protocole actuel. Soutenir le débridement autolytique?

**Purilon** hydrogel\*\*



## Traitement

Niveau d'exsudat faible



**Biatain** Silicone Ag\*



Niveau d'exsudat modéré



**Biatain** Silicone Ag\*

ou  
**Biatain** Ag Non-Adhesive\*



Niveau d'exsudat élevé



**Biatain** Silicone Ag\*

ou  
**Biatain** Ag Non-Adhesive\*  
ou  
**Biatain** Alginate Ag\*\*



**Biatain** Alginate Ag (Filler)\*\*



**Comfeel** Plus Transparent



ou


**Biatain** Contact\*\*



\* Pansement prend la forme du lit de la plaie jusqu'à 2 cm de profondeur

\*\* A utiliser avec un pansement secondaire

# Guide d'évaluation des plaies



Ostomy Care / Contenance Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast Belgium NV/SA, G. Gezellestraat 121, 1654 Huizingen, E.R.:E. Binnemans.

www.coloplast.be Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S.

© 2021-03. Tous droits réservés. PM-15962